


Kardiovaskulární chirurgie

Angiografické roušky mají vysoce savé vyztužené zóny pro zadržení tekutin, dva nebo čtyři otvory s incizní fólií nebo adhezivní páskou. V nabídce jsou roušky s průhlednou fólií na jedné straně nebo na obou stranách. Součástí kardiovaskulárních roušek mohou být fixační prvky (držáky tub, fixační pásky) a záchytné kapsy.


Angio rouška s oboustrannou PE fólií a s dvěma adhezivními otvory

Kód	501-241-S
Materiál	DS2
Rozměr (cm)	210 x 300
Otvor (cm)	2x (6 x 8)
Příslušenství	AP




Angio rouška s oboustrannou PE fólií, s výztuží a dvěma otvory s incizní fólií

Kód	501-239-S
Materiál	DS2
Rozměr (cm)	220 x 365
Výztuž (cm)	SM 65 x 77
Otvor (cm)	2x (12)
Příslušenství	IF



Angio rouška s oboustrannou PE fólií, s výztuží a dvěma otvory s incizní fólií

Kód	501-240-S
Materiál	SMS
Rozměr (cm)	220 x 330
Výztuž (cm)	FSM80 75 x 120
Otvor (cm)	2x (12)
Příslušenství	IF




BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Operační roušky a sety, sterilní

Kardiovaskulární chirurgie


Angio rouška s oboustrannou PE fólií,
s výztuží a čtyřmi otvory s incizní fólií

Kód	501-242-S
Materiál	SMS+PE
Rozměr (cm)	240 x 345
Výztuž (cm)	FSM 122 x 130
Otvor (cm)	2x (14), 2x (9 x 12)
Příslušenství	IF



Kardiovaskulární rouška s incizní fólií,
dvěma kapsami a třemi fixačními prvky

Kód	503-100-S
Materiál	DS3
Rozměr (cm)	280 x 340
Otvor (cm)	32 x 40
Příslušenství	IF, fixační prvky, 2 kapsy DS2



Hrudní rouška s výztuží, incizní fólií,
fixačním prvkem a dvěma kapsami

Kód	503-113-S
Materiál	SMS
Rozměr (cm)	260 x 360
Výztuž (cm)	FSM80 100 x 200
Otvor (cm)	32 x 40
Příslušenství	IF, fixační prvek, 2 kapsy FSM80

