


Všeobecná chirurgie


Základní set malý 102-214-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Rouška na instrumentační stůl	FS2	100 x 120	1
Operační rouška s adhezivním okrajem	2SBL	150 x 180	2
Operační rouška s adhezivním okrajem	2SBL	75 x 90	2



Univerzální set velký 102-174-S Univerzální set velký ECO 102-198-S


Složení	Materiál 102-174-S	Materiál 102-198-S	Rozměr (cm)	Ks
Rouška na instrumentační stůl	2SBL	FS2	150 x 180	1
Operační rouška s adhezivním okrajem	2SBL	FS2	150 x 240	1
Operační rouška s adhezivním okrajem	2SBL	FS2	150 x 175	1
Operační rouška s adhezivním okrajem	2SBL	FS2	80 x 95	2
OP páska	AP+Vis	AP+Vis	10 x 50	1
Savá utěrka	celulóza	celulóza	30 x 33	4
MAYO návlek	PE/SB28	PE/SB28	80 x 145 / 50 x 145	1



Všeobecná chirurgie


Laparoskopický set 105-131-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Rouška na instrumentační stůl	2SBL	150 x 200	1
Savá utěrka	celulóza	30 x 33	2
MAYO návlek	PE/SB28	80 x 145/50 x 145	1
Laparoskopická rouška s IF a návleky na končetiny	SMS+DS2	260 x 280	1
Návlek na kameru	PE	14 x 250	1
OP páska	AP+Vis	10 x 50	1
Dinafix	suchý zip	2,5 x 20	1




Laparoskopický set I ECO 105-164-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Rouška na instrumentační stůl	FS2	150 x 180	1
Laparotomická rouška s IF	FS2	200 x 320	1
MAYO návlek	PE/SB28	80 x 145/50 x 145	1
Savá utěrka	celulóza	30 x 33	4



Laparoskopický set II ECO 105-165-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Rouška na instrumentační stůl	FS2	150 x 180	1
Laparotomická rouška s adhezivním otvorem	FS2	200 x 320	1
MAYO návlek	PE/SB28	80 x 145/50 x 145	1
Savá utěrka	celulóza	30 x 33	4



Laparotomický set 101-135-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Rouška na instrumentační stůl	2SBL	150 x 200	1
Dinafix	suchý zip	2,5 x 20	1
OP páska	AP+Vis28	10 x 50	1
Laparotomická rouška s IF a adhezivním okrajem	DS3	240 x 320	1
MAYO návlek	PE/SB28	80 x 145/50 x 145	1
Savá utěrka	celulóza	30 x 33	4

