


Krytí operačních stolů, návleky, doplňky

Roušky na operační stůl

Vyrobeny z nepropustného materiálu FS2 nebo 2SBL.


Kód FS2	Kód 2SBL	Rozměr (cm)
11-0102-S	51702-S	50 x 70
11-0136-S	51705-S	80 x 100
11-0137-S	51706-S	80 x 120
11-0132-S	51717-S	100 x 120
11-0116-S	51708-S	100 x 150
11-0174-S	51709-S	100 x 200
11-0117-S	51715-S	150 x 200



MAYO návleky

Jsou vyrobeny z nepropustného PE materiálu, modrého, neprůhledného. Opatřeny protiskluzovým povrchem a savou výztuží. Rozměr návleku je 80 x 145 cm.

Kód	Materiál výztuž	Vyztužená zóna (cm)
40-0101-S	SB28	50 x 145
40-0105-S	SB28	70 x 80
40-2001-S	SB28	80 x 145
40-0201-S	DS2	50 x 145
40-0205-S	DS2	70 x 80
40-2005-S	DS2	80 x 145
40-0209-S	DS2	50 x 145 teleskopické skládání



Návleky na končetiny

Slouží ke krytí končetin během operace, vyrobeny z DS2 materiálu.

Kód	Rozměr (cm)
50-0201-S	30 x 60
50-0202-S	30 x 80
50-0203-S	40 x 120



URO a GYN návleky

Vyrobeny z nepropustného materiálu SMS. Používají se pro zakrytí končetin během transuretrální a transvaginální operace.

Kód	Rozměr (cm)
50-0102-S	80 x 100
50-0104-S	80 x 100



BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Doplňky operačních setů

Krytí operačních stolů, návleky, doplňky

Dinafix

Adhezivní fixační páska na bázi suchého zipu pro upevnění hadiček a kabelů.

Kód	Rozměr (cm)
78-0117-S	2,5 x 10
78-0105-S	2,5 x 15
78-0101-S	2,5 x 20
78-0110-S	2,5 x 25
78-0106-S	2,5 x 30



OP-páska

Adhezivní páska se savou viskózou na povrchu.

Kód	Rozměr (cm)
70-0113-S	5 x 30
70-0101-S	10 x 50
70-0107-S	10 x 70
70-0105-S	15 x 20
70-0103-S	15 x 50



Incizní fólie

Adhezivní polyuretanová sterilní fólie k zakrytí operačního pole, snižuje riziko kontaminace rány.

Kód	Rozměr (cm)
76-0124-S	10 x 15
76-0113-S	10 x 20
76-0101-S	15 x 20
76-0102-S	15 x 25
76-0103-S	35 x 40
76-0104-S	20 x 30
76-0105-S	45 x 50
76-0106-S	20 x 45
76-0107-S	25 x 30
76-0108-S	25 x 40
76-0109-S	25 x 50
76-0110-S	40 x 50
76-0111-S	40 x 65
76-0112-S	50 x 80




Návleky na přístroje

Jsou vyrobeny z PE fólie, po obvodu opatřeny gumou pro snadnější upevnění. Slouží jako bariéra mechanické a mikrobiální kontaminace.


Kulaté návleky

Kód	Rozměr (cm)
71-0106-S	42,5 x 42,5
71-0125-S	50 x 60
71-0115-S	60 x 100
71-0116-S	60 x 120
71-0103-S	65 x 85
71-0117-S	70 x 70
71-0118-S	80 x 120
71-0119-S	80 x 160
71-0102-S	85 x 85
71-0120-S	85 x 95
71-0121-S	95 x 130
71-0122-S	100 x 120
71-0104-S	100 x 125
71-0108-S	105 x 105
71-0111-S	120 x 120
71-0105-S	140 x 140
71-0107-S	180 x 200



Ploché návleky

Kód	Rozměr (cm)
75-0101-S	70 x 80
75-0102-S	75 x 75
75-0103-S	80 x 150
75-0104-S	85 x 90
75-0105-S	90 x 100
75-0106-S	90 x 160
75-0107-S	100 x 115
75-0108-S	100 x 160
75-0109-S	120 x 150



Návleky na kameru

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
80-0101-S	14 x 250	fixační pásy, kartonek, teleskopické skládání
80-0105-S	14 x 145	fixační pásy, kartonek, teleskopické skládání
80-0109-S	14 x 250	elastická špička, fixační pásy, kartonek, teleskopické skládání



BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Doplňky operačních setů

Návleky na přístroje

Návleky na kabely

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
80-0103-S	8 x 120	fixační páska
80-0108-S	8 x 120	kartonek



80-0103



80-0108

Návleky na sondu

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
80-0133-S	20 x 120	AP, fixační páska, teleskopické skládání
80-0132-S	20 x 250	AP, fixační páska, teleskopické skládání



Návlek na vypínač s tkanicí

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
80-0135-S	70 x 80	oboustranně stahovací tkanice




Návleky na C-rameno - Univerzální

Dodávané jako jednotný návlek na rameno s fixačními páskami nebo třídílný set.

Třídílný set se skládá ze dvou kulatých návleků 71-0111 a návleku na rameno se čtyřmi fixačními páskami.

Fixační samolepící pásy slouží k rychlému upevnění roušky kolem C-ramena.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
40-0334-S	120 x 180	fixační páska
40-0335-S	120 x 260	fixační páska
40-0337-S	120 x 200	třídílný set




Záchytné kapsy na tekutiny

Samolepící kapsy

Zachytávají tekutiny z operované oblasti. Kapsy jsou vyrobeny z pevné PE fólie. Jsou vybaveny adhezivní páskou na zadní straně kapsy k rychlému upevnění na roušku. Na přední části kapsy je tvarovací výztuha.


1-komorová záchytná kapsa

Kód	Rozměr (cm)
60-0101-S	22 x 29
60-0102-S	28 x 44
60-0103-S	28 x 55




2-komorová záchytná kapsa

Kód	Rozměr (cm)
60-0124-S	25 x 28
60-0125-S	28 x 44



3-komorová záchytná kapsa


Kód	Rozměr (cm)
60-0149-S	28 x 44



Kapsa pro neurochirurgii

Zachycuje tekutiny během operace. Zakulacený výřez na zadním dílu s adhezí umožňuje přizpůsobit nalepení kapsy tvaru hlavy. Přední část s tvarovací výztuhou přispívá k snadnému zachycení tekutin do kapsy.


Kód	Rozměr (cm)
60-0111-S	30 x 32



Záchytné kapsy s filtrem

Zadní část kapsy má adhezivní pásku, přední část vaku je vybavena tvarovací výztuhou. Kónická výpust' pro nasazení hadičky (6-10 mm průměr) je opatřena filtrem.

Kód	Rozměr (cm)	Equipment
65-0101-S	50 x 50	výpusť, filtr
65-0102-S	50 x 60	výpusť, filtr
65-0106-S	90 x 60	výpusť, filtr



BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Doplňky operačních setů

Záchytné kapsy na tekutiny

Artroskopický vak pro operaci kolene, ramene

Vaky slouží k zachycení tekutin během artroskopie kolene nebo ramene.

Jsou vyrobeny z pevné PE fólie, vybaveny kónickou výpustí pro nasazení hadičky (6-10 mm průměr) a tvarovací výztuhou.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0122-S	60 x 100	2 pružné manžety



Záchytné vaky na císařský řez



Vyrobeny z pevné PE fólie.

Vybaveny adhezivní páskou kolem otvoru ve spodní části k fixaci vaku.

Vrchní část vaku je opatřena tvarovací výztuhou nebo pěnovým PUR lemem k zadržení tekutin během operace.

Na obou stranách vaku jsou kónické výpusti pro nasazení hadice (6-10mm průměr) nebo výpustní kanálek z PE fólie.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0106	80 x 100	PUR pěna
60-0107	80 x 100	plastová výztuha
60-0145-S	110 x 110	výpusť z PE fólie



Záchytné vaky pro gynekologii

Vyrobené z PE fólie a dodávány v 1-komorovém nebo 2-komorovém provedení.

Všechny vaky mají tvarovací výztuhu na přední straně a adhezivní pásku na zadní straně k fixaci vaku na roušku.

V nabídce jsou i vaky s měřicí stupnicí, kónickou výpustí nebo výpustí z PE fólie.

Kód	Rozměr (cm)	Příslušenství
60-0146-S	60 x 150	1-komorový vak bez měřítka, výpusť z PE fólie
60-0153-S	60 x 100	1-komorový vak s měřítkem, s kónickou výpustí
60-0148-S	60 x 100	2-komorový vak s měřítkem, s kónickou výpustí